

## COMEN S5 MONİTÖRLÜ DEFİBRİLATÖR



Comen S5 monitörlü defibrilatör, monitör, manuel defibrilasyon, AED defibrilasyon, pacing, 3 uçlu ya da 5 uçlu EKG izlemesi, SpO2 izleme, iki kanallı IBP ölçümü ve ETCO2 izleme için kullanılmaktadır. Manuel defibrilasyon modları arasında senkron kardiyoversiyon ve asenkron defibrilasyon bulunur. Manuel defibrilasyon, pacing ve AED arasında mod değiştirilebilir. Defibrilatör 200J'e şarj olur ve 3 saniyede şok verir. Cihaz yetişkin kaşığına entegre pediatrik kaşığına sahiptir. 360J'ye kadar enerji seçimi, miyokard enfarktüsü, obezite, yüksek empedans, yüksek enerji seçimi gibi yüksek defibrilasyon eşikleri olan hastalar için daha yüksek başarı oranına sahiptir. 240 dakikalık AED kayıt depolama desteği vardır ve her hastanın kaydı 60 dakikaya kadar kaydedilebilir. 20-300Ω arasında daha büyük empedans aralığı, çok çeşitli hastalar için uygundur.



## COMEN S5 MONİTÖRLÜ DEFİBRİLATÖR



## ES-200 PK ÖZELLİKLERİ

- 1 düğme ile modlar arasında geçiş yapılabilir, manuel defibrilasyon, pacing ve aed
- 25 çeşit enerji seçimi
- 1 saniyede şarj olabilir
- Anti-şok ve anti-düşmeye karşı sağlam ve dayanıklı
- Ipx4 giriş koruması ile s5, sıvı dayanıklılığı ve dış ortamda uygulanabilir
- Büyük kapasiteli lityum pil, hızlı destek ile 210 kata kadar maksimum deşarj şarj etme özelliği ile klinik gereksinimlerini karşılar
- Manuel, otomatik, kendi kendini test etme işlevi, her zaman uygulama sağlar
- 50 mm termal yazıcı, dalga biçimlerinin net ve doğru gösterimini sağlar
- 240 dakikalık aed ses kaydı saklama, her hastanın kaydı 60 dakikaya kadar kaydedilir
- Çok sayıda olay incelenmesi, trend grafiği ve veri depolama



## COMEN S5 MONİTÖRLÜ DEFİBRİLATÖR



### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Boyut: 295mm X 252mm X 316mm
- Ağırlık 5,6 Kg (1 pil dahil), 5,384 Kg (Ana ünite)
- Ekran Boyutu: 7" TFT ekran
- Çözünürlük 800 x 480
- Dalga formları: Maksimum 4 dalga formu
- Entegre vital bulgu takibi: EKG, NIBP, SpO2, EtCO2, PR.
- Giriş Koruması: IP44
- Güç gereksinimi: 100-240V~, 50/60Hz±3Hz
- Pil türü: Şarj edilebilir Lityum-iyon pil

### Şarj Süresi (Pil gücü)

Yeni ve tam şarjlı bir pille 200 Joule'a 3 saniyeden az sürede ulaşır

Yeni, tam şarjlı bir pille 360 Joule'a 7 saniyeden kısa sürede ulaşın

### Şarj Süresi (AC güç)

4 saniyeden az 200 Joule

8 saniyeden az bir sürede 360 Joule

### Enerji doğruluğu

50  $\Omega$  empedans için  $\pm 1,5J$  veya ayarın  $\pm 10\%$ 'u, hangisi büyükse 25 $\Omega$ , 75 $\Omega$ , 100 $\Omega$ , 125 $\Omega$ , 150 $\Omega$ , 175 $\Omega$  empedans için  $\pm 2J$  veya ayarın  $15\%$ 'i, hangisi büyükse.

### Alarm

Kullanıcı tarafından ayarlanabilir Yüksek ve Düşük 3 seviyeli Limitler, Öncelikli sesli ve görsel alarm

### Ağ

Merkezi İzleme Sistemine kablolu/kablosuz olarak bağlantı





# SIDAR MEDICAL

TIBBİ CİHAZLAR

Sidar Medical Tibbi Cihazlar  
Adres: Fatih Mah. Batı Çevre Blv. No:48/A EFELER / AYDIN  
E-posta: [info@sidartibbicihazlar.com](mailto:info@sidartibbicihazlar.com)  
0256 226 10 08 - 0537 911 21 09

